

Coffret mural lave-œil en polystyrène résistant aux chocs et ne nécessitant aucun entretien. Il facilite l'accès immédiat aux premiers-soins en cas d'accident oculaire.

Contient 2 flacons de 500 ml de solution saline (chlorure de sodium 0,9 %).

**Utilisation :** pour un lavage oculaire des saletés et impuretés ayant pénétrés l'œil. Pivoter l'œillère sur elle-même, appliquer sur l'œil et presser le flacon, tête en avant ou en arrière. Vider le contenu.



## **CARACTÉRISTIQUES :**

Station murale fermée contenant deux flacons Lave-œil Plum de 500 ml. Spécialement adaptée aux endroits propres, salles blanches, labos. La station se fixe facilement dans tous les endroits qui nécessitent un rinçage des yeux immédiat.

## **CONSEIL :**

Sortir le flacon, tourner l'œillère, appliquer sur l'œil contaminé en pressant doucement le flacon.

## **ATTENTION :**

Tous les flacons PLUM sont à usage unique. Lorsque l'œillère a été percuté, le flacon ne peut être gardé et ré-utilisé ultérieurement.

## **CERTIFICATION :**

Certificat CE & EN 15154

## **PÉREMPTION :**

36 mois

